

PEG
Kit de Gastrostomia





Sondas de
Gastrostomia



Teeny® - Sonda de
Reposição Anatômica
Button

Peg - Kit de Gastrostomia

- Silicone grau médico
- Kit completo de colocação para fácil e seguro procedimento (Técnica Pull)
- Suporte interno desenvolvido para reduzir acidentes com retiradas não intencionais
- Conexão universal para alimentação
- Adaptador 90° para completo conforto do paciente
- Linha radiopaca ao longo do tubo
- Suporte interno radiopaco
- Disponível em vários tamanhos para satisfazer as diferentes necessidades dos clientes



| Referência (*) | Diâmetro (Fr) |
|----------------|---------------|
| GP-024 | 24Fr |
| GP-020 | 20Fr |
| GP-016 | 16Fr |

Pull Peg Kit inclui:

- Pull Peg tubo removível
- Conector universal de alimentação com luerlock
- Anel de fixação 90°
- Kelly aço inox
- Tesoura aço inox
- Bocal
- Alça rotatória 5Fr
- Clamp
- Agulha de punção
- Campo Fenestrado
- Fio guia com loop
- Bisturi
- 2 envelopes de gel lubrificante estéril
- Seringa
- Instrução de uso

Teeny® – Sonda de Reposição Anatômica Button


- Criado com foco em uma anatomia de baixo perfil, permitindo a máxima liberdade para o usuário
- Silicone grau médico
- Linha radiopaca ao longo do tubo
- Tubo extensor de fácil conexão e travamento, trazendo segurança no manuseio
- Disponível para pacientes de todas as idades
- Perfil baixo
- Válvula anti-refluxo

| Referência (*) | Diâmetro (Fr) | Comprimento | Volume do Balão |
|----------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| GPB-244520 | 24Fr | 45mm | 20ml |
| GPB-244020 | 24Fr | 40mm | 20ml |
| GPB-243520 | 24Fr | 35mm | 20ml |
| GPB-243020 | 24Fr | 30mm | 20ml |
| GPB-242520 | 24Fr | 25mm | 20ml |
| GPB-242020 | 24Fr | 20mm | 20ml |
| GPB-204520 | 20Fr | 45mm | 20ml |
| GPB-204020 | 20Fr | 40mm | 20ml |
| GPB-203520 | 20Fr | 35mm | 20ml |
| GPB-203020 | 20Fr | 30mm | 20ml |
| GPB-202520 | 20Fr | 25mm | 20ml |
| GPB-202020 | 20Fr | 20mm | 20ml |
| GPB-184515 | 18Fr | 45mm | 15ml |
| GPB-184015 | 18Fr | 40mm | 15ml |
| GPB-183515 | 18Fr | 35mm | 15ml |
| GPB-183015 | 18Fr | 30mm | 15ml |
| GPB-182515 | 18Fr | 25mm | 15ml |
| GPB-182015 | 18Fr | 20mm | 15ml |
| GPB-164515 | 16Fr | 45mm | 15ml |
| GPB-164015 | 16Fr | 40mm | 15ml |
| GPB-163515 | 16Fr | 35mm | 15ml |
| GPB-163015 | 16Fr | 30mm | 15ml |
| GPB-162515 | 16Fr | 25mm | 15ml |
| GPB-162015 | 16Fr | 20mm | 15ml |
| GPB-161515 | 16Fr | 15mm | 5ml |
| GPB-144510 | 14Fr | 45mm | 10ml |
| GPB-144010 | 14Fr | 40mm | 10ml |
| GPB-143510 | 14Fr | 35mm | 10ml |
| GPB-143010 | 14Fr | 30mm | 10ml |
| GPB-142510 | 14Fr | 25mm | 10ml |
| GPB-142010 | 14Fr | 20mm | 10ml |
| GPB-141510 | 14Fr | 15mm | 5ml |
| GPB-1001 | Extensor - Modelo Reto | 300mm | |
| GPB-1002 | Extensor - Modelo Angulado | 300mm | |



Sondas de Gastrostomia

- Silicone grau médico;
- Balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente;
- Anel de fixação 90° assegurando o conforto do paciente;
- Disponível em 12, 14, 16, 18, 20 e 24 Fr;
- Linha radiopaca ao longo do tubo;
- O único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção. Quando colocado, o formato do tubo reduz o risco de úlcera;
- O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para completo conforto do paciente.



| Reference (*) Referência (*) | Diam. (Fr) Diâmetro (Fr) | length Comprimento |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| GP-0524ZFB | 24Fr | 22.5 cm |
| GP-0520ZFB | 20Fr | 22.5 cm |
| GP-0518ZFB | 18Fr | 22.5 cm |
| GP-0516ZFB | 16Fr | 22.5 cm |
| GP-0314ZFB | 14Fr | 22.5 cm |
| GP-0212ZFB | 12Fr | 22.5 cm |



Manufactured by G-Flex America Latina

Rua Marques do Herval, 189 | Espírito Santo do Pinhal, SP | Brazil
 +55 (19) 3661 6831
 contato@g-flexamerica.com
 g-flexamerica.com

G-Flex Europe SPRL

20, rue de l'industrie, B-1400 | Nivelles | Belgium
 +32 (0) 67 88 36 65
 info@g-flex.com
 g-flex.com

