

RSG-250



Uma seladora de mesa, compacta e robusta, desenvolvida para consultórios odontológicos, estúdios de tataroo, salões de beleza e outros segmentos. Sem controlador de temperatura, basta ligar, esperar 10 minutos e está pronta para o uso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- largura da solda: 10mm
- largura da máxima da embalagem: 250mm
- tensão: Bivolt, sem chave de seleção
- potência: aprox. 20W
- resistência de selagem conf. norma ABNT 14.990-9
- baixo consumo de energia
- excelente estabilidade térmica
- peso líquido: 1,2 kg
- dimensões da seladora: 350mm x 60mm x 190mm

RON Micromecânica Ltda

fone: (11) 2201-5703
www.ron.com.br

contato@ron.com.br
 @ronseladoras