

# RSMC-250



A seladora RSMC-250 é ideal para quem tem pouco espaço e precisa de um equipamento rápido e confiável.

Com uma alavanca super macia e um sistema de corte preciso a RSMC-250 se destaca por sua praticidade.

O tempo de selagem é indicado por um alarme sonoro, avisando o operador que a selagem já está concluída.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- largura da solda: 13mm
- largura da máxima da embalagem: 250mm
- controle digital de temp. microprocessado
- controle eletrônico de tempo de selagem
- alavanca super macia
- suporte e cortador de bobinas com duplo corte
- tensão: 110V ou 220V 60Hz (não é bivolt)
- potência: 150W
- resistência de selagem conf. norma ABNT 14.990-9
- gabinete em aço com pintura eletrostática
- peso líquido: 8 kg
- dimensões da seladora: 380mm x 380mm x 180mm
- registro do MS: isento
- resolução RDC 185/01

Acompanha Certificado de Qualidade de Operação e Calibração Térmica  
-RDC-15 - ANVISA seção III

**RON Micromecânica Ltda**

fone: (11) 2201-5703  
www.ron.com.br

contato@ron.com.br  
 @ronseladoras