

# RSP-350



Uma seladora de mesa específica para embalagens de papel grau cirúrgico e tyvek, desenvolvida para realizar uma selagem segura e atender com total qualidade os mais exigentes profissionais da área.

Essa seladora tem itens opcionais como alarme sonoro que avisa que a selagem foi concluída e bandeja de apoio para materiais pesado.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- largura da solda: 13mm
- largura da máxima da embalagem: 350mm
- controle de temperatura digital até 300°C
- acionamento por pedal mecânico
- tensão: 110V ou 220V (não é bivolt)
- potência: aprox. 280W
- gabinete em aço com pintura eletrostática
- resistência de selagem conf. norma ABNT 14.990-9
- peso líquido: 11 kg
- peso bruto: 12 kg
- dimensões da seladora: 940mm x 380mm x 320mm
- dimensões da embalagem: 1000mm x 400mm x 400mm
- registro no Ministério da Saúde: Isento
- Resolução: RDC 185/01

**RON Micromecânica Ltda**

fone: (11) 2201-5703  
www.ron.com.br

contato@ron.com.br  
 @ronseladoras