


RSPE-300



Uma seladora de mesa específica para embalagens de papel grau cirúrgico e tyvek, desenvolvida para realizar uma selagem segura e atender com total qualidade os mais exigentes profissionais da área.

Seu pedal de acionamento é tão leve que torna o trabalho mais fácil, deixando o operador com as mãos livres para segurar a embalagem.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- largura da solda: 13mm
- largura da máxima da embalagem: 300mm
- acionamento por pedal eletrônico
- controle de temperatura até 300°C
- controle eletrônico de tempo de selagem
- retorno automático do barramento após a selagem
- tensão: 110V ou 220V (não é bivolt)
- potência: aprox. 280W
- gabinete em aço com pintura eletrostática
- resistência de selagem conf. norma ABNT 14.990-9
- peso líquido: 11 kg
- dimensões da seladora: 380mm x 310mm x 180mm
- dimensões da embalagem: 450mm x 400mm x 230mm
- registro no Ministério da Saúde: Isento
- Resolução: RDC 185/01

RON Micromecânica Ltda

fone: (11) 2201-5703
www.ron.com.br

contato@ron.com.br

 @ronseladoras