

RSR-2000

Automática



Com design compacto e pintura eletrostática super resistente, a seladora RSR-2000 é de fácil operação e ocupa o mínimo de espaço.

Operando com o princípio de esteria, ou seja, possibilita a alimentação contínua de embalagens, sempre com a mesma qualidade de selagem.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- largura da solda: 13mm
- selagem horizontal
- controle de temp. microprocessado
- arraste da embalagem por correias
- velocidade de selagem: 10m/min aproximado
- tensão: 220V 60Hz
- potência: 280W
- resistência conf. norma ABNT 14.990-9
- gabinete em aço com pintura eletrostática
- peso líquido: 12,5 kg - peso bruto: 13 kg
- dimensões da seladora: 440mm x 280mm x 160mm
- dimensões da embalagem: 490mm x 320mm x 220mm
- registro do MS: isento
- resolução RDC 185/01

Acompanha Certificado de Qualidade de Operação e Calibração Térmica
-RDC-15 - ANVISA seção III

RON Micromecânica Ltda

fone: (11) 2201-5703
www.ron.com.br

contato@ron.com.br
 @ronseladoras